




<b>Nombre</b>	<b>Derma Touch</b>
<b>Modelo</b>	44-500
<b>Talla</b>	S, M, L, XL
<b>Descripción</b>	Dispensador de guante de vinil, material transparente para exámenes no estériles. Como no contiene proteínas ni químicos, es ideal para ser usado por personas de piel sensible o con reacción alérgica al látex. De 4 milésimas de espesor, 9½ pulgadas de largo, ambidiestro. Excelente opción para procesos que requieren cambiar con más frecuencia los guantes. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

## Certificaciones




## Empaque

10 Dispensadores con 100 pzs c/u

## Material

<b>Puño</b>	Rolado
<b>Palma</b>	Vinil
<b>Dorso</b>	Vinil
<b>Visualmente</b>	No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.
<b>Característica</b>	Bajo en polvo



## Dimensiones

	S	M	L	XL
1 Dedo Meñique	55 mm	55 mm	57 mm	65 mm
2 Dedo Anular	70 mm	70 mm	85 mm	85 mm
3 Dedo Medio	80 mm	80 mm	85 mm	90mm
4 Dedo Índice	65 mm	65 mm	70 mm	80 mm
5 Dedo Pulgar	60 mm	60mm	60 mm	70mm
6 Longitud	N/A	N/A	N/A	N/A
7 Longitud de palma	N/A	N/A	N/A	N/A
8 Ancho de palma	80 mm	93 mm	100 mm	115 mm
9 Longitud en puño	N/A	N/A	N/A	N/A
10 Ancho de puño	N/A	N/A	N/A	N/A
11 Longitud Total	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm

## Mantenimiento y cuidados

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, se puede lavar con agua tibia y jabón suave, no exponerse al sol.

## Observación General

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

## Aclaración

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a: Espomega® S.A. de C.V. Pablo A. González Garza No. 820 pte. Colonia Chepevera, Monterrey N.L. México C.P. 64030, Conmutador (81) 80 40 70 70, Monterrey 01-800-70- DERMA, México 01-800-01-DERMA R.F.C. ESP0401151D0. Producto hecho en China